

Anticorpo Monoclonal Coelho Phd3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Número do item: CM0003927

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho PHD3 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reage com humano e camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa em hipóxia, câncer e ferroptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho PHD3
Observações/Apelido	PHD3; HIFPH3; HIFP4H3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	112399
GeneID	112399
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do PHD3 humano (NP_071356.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9H6Z9
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de Gelo