


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-A-Sinucleína-S129 Para Wb, Elisa - P37840

Número do item: CM0001863



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Fosfo- α -Sinucleína-S129 validado para WB e ELISA em humano, rato, camundongo. Direciona a serina 129 fosforilada da alfa-sinucleína (SNCA), crucial para pesquisa da doença de Parkinson. - P37840

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo- α -Sinucleína-S129
Observações/Apelido	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Fosfo- α -Sinucleína-S129
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6622
ID do Gene	6622
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S129 da alfa-Sinucleína humana (NP_000336.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P37840
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de Gelo