


Fosfo-A-Sinucleína-Y133 Pab De Coelho Para Wb, Elisa - P37840

Número do item: CM0000937



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Fosfo- α -Sinucleína-Y133 validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Útil para investigar a atividade sináptica, a neurotransmissão de dopamina e distúrbios neurodegenerativos como a doença de Parkinson e Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo- α -Sinucleína-Y133 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PD1; NACP; PARK1; PARK4; Fosfo- α -Sinucleína-Y133
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6622
GeneID	6622
Imunógeno	Peptídeo fosfoespecífico sintético correspondente aos resíduos circundantes ao Y133 da alfa-sinucleína humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P37840
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco com gelo