


Anticorpo Policlonal Recombinante De Coelho Phospho-Acc1/Acc2-S79 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13085 / 000763

Número do item: CM0000751



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho fosfo-específico que detecta a acetil-CoA carboxilase 1/2 fosforilada na Ser79. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa em metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-ACC1/ACC2-S79
Observações/Apelido	ACC; ACAC; ACC1; ACCA; Acac1; hACC1; ACACAD; ACCalpha; ACACalpha; Acetil CoA Carboxilase Fosforilada-S79
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	31/32
ID do Gene	31/32
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno da S79 da Acetil CoA Carboxilase humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13085/000763
Peso Proteico	265kDa
Envio	Saco de Gelo