


Anticorpo Monoclonal De Coelho Fosfo-Acly-S455 Para Wb Ihc-P Elisa - P53396

Número do item: CM0001626



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico direcionado à ACLY Ser455 humana, validado para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo lipídico e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Fosfo-ACLY-S455
Observações/Apelido	ACL; ATPCL; CLATP; Fosfo-ACLY-S455
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	47
GeneID	47
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S455 da ACLY humana (NP_001087.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Envio	Saco de Gelo