


Phospho-Acly-S455 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P53396

Número do item: CM0000515



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra ACLY humana fosforilada em Ser455. Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de metabolismo lipídico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ACLY-S455 Rabbit pAb
Observações/Apeliido	ACL; ATPCL; CLATP; Phospho-ACLY-S455
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	47
ID do Gene	47
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S455 de ACLY humana (NP_001087.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53396
Peso Proteico	121kDa
Envio	Saco de gelo