

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Akt (S473) Para Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0001587



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-Akt (S473) validado para WB e ELISA. Detecta especificamente níveis endógenos de Akt apenas quando fosforilado em Ser473 de origem humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudar a sinalização PI3K/AKT em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Akt-S473 mAb de Coelho
Observações/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-S473
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S473 da AKT1 humana (NP_005154.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso da Proteína	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envio	Bolsa de gelo