

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Akt-Y315 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0001715



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-Akt-Y315 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece Akt humano, de rato e camundongo fosforilado em Y315. Adequado para estudar a via PI3K/Akt em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Phospho-Akt-Y315
Observações/Apelido	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-Akt-Y315
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	207/208/10000
ID do Gene	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y315 do AKT1 humano (NP_001014431.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envio	Saco de gelo