

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Akt1-S124 Para Wb E Elisa - P31749

Número do item: CM0001936



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que visa o AKT1 humano fosforilado na serina 124. Validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar a sinalização AKT em câncer, metabolismo e vias de sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-AKT1-S124 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S124
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	207
ID do Gene	207
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S124 do Akt1 humano (P31749).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31749
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo