

Phospho-Akt1-S129 Rabbit Pab Para Wb, Elisa - P31749

Número do item: CM0000989



introdução

Phospho-AKT1-S129 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho, validado para WB e ELISA. Reconhece especificamente a serina 129 fosforilada da AKT1 humana, sendo adequado para o estudo das vias de sinalização AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AKT1-S129 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S129
Espécie	Humano
GeneID (humano)	207
GeneID	207
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em redor de S129 da Akt1 humana (NP_005154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo