

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Akt1-S473 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749

Número do item: CM0001804



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo contra AKT1 humana fosforilada em S473. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a sinalização AKT em câncer e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AKT1-S473 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-S473
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	207
ID do Gene	207
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de S473 de Akt1 humana (NP_005154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo