

Phospho-Akt1-T308 Rabbit Pab - P31749

Número do item: CM0001290



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-AKT1-T308 validado para WB e ELISA. Detecta AKT1 humana fosforilada (Thr308) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudar sinalização de insulina, biologia do câncer e vias de sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AKT1-T308 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AKT; PKB; RAC; PRKBA; PKB-ALPHA; RAC-ALPHA; Phospho-AKT1-T308
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	207
GeneID	207
Imunógeno	Peptídeo sintético fosforilado em torno de T308 de Akt1 humana
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749
Peso Proteico	56kDa
Envio	Saco de gelo