

Pab De Coelho Anti-Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0000821



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra AKT1-T308, AKT2-T309 e AKT3-T305. Validado para WB e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Para pesquisa de sinalização de quinases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Observações/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da T308 da AKT1 humana (NP_005154.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso da Proteína	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envio	Bolsa de gelo