

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Akt1-T308+Akt2-T309+Akt3-T305 Para Wb, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0001750



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 validado para Western blot e ELISA. Detecta isoformas de AKT fosforiladas humanas e de camundongo, adequado para pesquisas em sinalização celular e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305 Rabbit pAb
Observações/Alias	AKT1/AKT2/AKT3; Phospho-AKT1-T308+AKT2-T309+AKT3-T305
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	207/208/10000
GeneID	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético ao redor de T308 do AKT1 humano (NP_005154.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso Proteico	48kDa/55kDa/51kDa/54kDa
Envio	Bolsa de gelo