

Fosfo-Akt1-T450 + Akt2-T451 + Akt3-T447 Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31749 / P31751 / Q9Y243

Número do item: CM0000773



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que detecta AKT1 fosforilada em Thr-450, e AKT2/AKT3 em sítios equivalentes. Adequado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com isoformas AKT humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar vias de sinalização PI3K/AKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-AKT1-T450 + AKT2-T451 + AKT3-T447 mAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	207/208/10000
ID do Gene	207/208/10000
Imunógeno	Peptídeo sintético (Um peptídeo sintético fosforilado em torno de T450 do Akt humano)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P31749/P31751/Q9Y243
Peso da Proteína	48KDa/51KDa/55KDa
Envio	Saco de gelo