


Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Para Wb, Elisa - Q96B36

Número do item: CM0000766



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo, direcionado ao AKT1S1/PRAS40 humano fosforilado em Thr246. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudar sinalização mTORC1, metabolismo do câncer e vias responsivas à insulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246 mAb de Coelho
Observações/Apelido	Lobe; PRAS40
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84335
GeneID	84335
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de T246 do AKT1S1/PRAS40 humano (NP_001265088.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96B36
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Saco com gelo