


Pab De Coelho Para Phospho-Akt1S1/Pras40-T246 Para Wb, Elisa - Q96B36

Número do item: CM0001273



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico detecta AKT1S1/PRAS40 fosforilado em T246 em amostras humanas por WB e ELISA. Ideal para estudos de sinalização de mTORC1 e resposta à insulina/nutrientes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho para Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
Observações/Alias	Lobe; PRAS40; Phospho-AKT1S1/PRAS40-T246
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84335
ID do Gene	84335
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96B36
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Saco de gelo