


## Pab De Coelho Específico Para Akt2 Fosforilada Em S474 - P31751

Número do item: CM0001731



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico que deteta AKT2 fosforilada em Ser474, validado para WB e ELISA. Ideal para investigar a sinalização por insulina, o metabolismo da glicose e as vias de sobrevivência de células cancerosas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | pAb de coelho específico para AKT2 fosforilada em S474             |
| Observações/Alias   | PKBB; PRKBB; HIHGHH; PKBBETA; RAC-BETA; Phospho-AKT2 specific-S474 |
| Espécie             | Humano                                                             |
| GeneID (humano)     | 208                                                                |
| GeneID              | 208                                                                |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético                                                 |
| Origem              | Coelho                                                             |
| Categoria           | Anticorpos Fosforilados                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                          |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                             |
| SWISS               | P31751                                                             |
| Peso da Proteína    | 56kDa                                                              |
| Transporte          | Saco de gelo                                                       |