

Phospho-ALK-Y1096 Coelho Pab Para Wb, Elisa - Q9Um73

Número do item: CM0001181



introdução

Phospho-ALK-Y1096 Coelho pAb: Detecta ALK fosforilada na tirosina 1096 em amostras humanas. Validado para WB e ELISA. Chave para estudar a sinalização da ALK em neurogênese, balanço energético e vias oncogênicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ALK-Y1096 Coelho pAb
Observações/Apêndice	ALK1; CD246; NBLST3; Phospho-ALK-Y1096
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	238
Imunogênio	Peptídeo sintético; Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y1096 da ALK humana (NP_004295.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UM73
Peso Proteico	176kDa
Transporte	Saco de gelo