

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Alt-Rpl36-S140 - Alt-Rpl36

Número do item: CM0001784

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-alt-RPL36 (S140) validado para Western blot, dot blot e ELISA em amostras humanas. Ideal para detectar eventos de fosforilação no alt-RPL36 para apoiar pesquisas de transdução de sinais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-alt-RPL36-S140 pAb de Coelho
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo Sintético Fosforilado (Um peptídeo sintético fosforilado ao redor de S140 de alt-RPL36)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Envio	Saco de gelo