

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Alt-Rpl36-S142 - Anti-Alt-Rpl36 S142

Número do item: CM0000566

introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao alt-RPL36 humano na serina 142. Validado para aplicações de Western blot, dot blot e ELISA, adequado para estudar processos regulatórios dependentes de fosforilação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Phospho-alt-RPL36-S142 Rabbit pAb
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S142 do alt-RPL36
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Transporte	Saco de Gelo