

Pab De Coelho Phospho-Alt-Rpl36-S19 - Alt-Rpl36

Número do item: CM0000634

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-alt-RPL36-S19 para WB, DB, ELISA. Detecta o alt-RPL36 fosforilado em Ser19 em amostras humanas. Adequado para estudos de fosforilação e pesquisa de sinalização celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho Phospho-alt-RPL36-S19
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor do S19 do alt-RPL36
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Envio	Bolsa de gelo