

Anticorpo Policlonado De Coelho Phospho-Alt-Rpl36-S22 - Alt-Rpl36

Número do item: CM0001167

introdução

pAb de coelho Phospho-alt-RPL36-S22 para WB, DB, ELISA. Detecta alt-RPL36 fosforilado em Ser22 em amostras humanas. Ideal para estudar a dinâmica da fosforilação de proteínas ribossomais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de Coelho Phospho-alt-RPL36-S22
Espécie	Humano
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S22 do alt-RPL36
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
Envio	Bolsa de gelo