

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Ampk α 1-S485 Para Wb, Elisa - Q13131

Número do item: CM0001311



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Phospho-AMPK α 1-S485 validado para WB e ELISA. Detecta AMPK α 1 humano, de camundongo e de rato fosforilado em S485, ~64kDa. Ideal para estudos de sinalização AMPK e metabolismo energético.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AMPK α 1-S485 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; Phospho-AMPK α 1-S485
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5562
ID do Gene	5562
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S485 de PRKAA1 humano (NP_006242.5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco com gelo