

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Ampk α 1-S496 Para Wb, Elisa - Q13131

Número do item: CM0001645



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que reconhece AMPK α 1 fosforilada em Ser496. Adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AMPK α 1-S496 Rabbit mAb
Observações/Alias	AMPK; AMPK α 1; AMPK alfa 1; Phospho-AMPK α 1-S496
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5562
ID do Gene	5562
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S496 da AMPK α 1 humana (Q13131).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13131
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo