

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Ampk α 1-T183+AMPk α 2-T172 - Q13131 / P54646

Número do item: CM0001562



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172 para WB e ELISA. Detecta AMPK α ativada em amostras humanas, de rato e camundongo. Suporta pesquisas sobre metabolismo energético, autofagia e vias de sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Observações/Apelido	AMPK α 1/AMPK α 2; Phospho-AMPK α 1-T183+AMPK α 2-T172
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5562/5563
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de T183/T172 do PRKAA1/PRKAA2 humano (NP_006242.5/NP_006243.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa/62kDa
Envio	Em bolsa de gelo