

Anticorpo Policlonado De Coelho Phospho-Ampka1-T183/Ampka2-T172 Para Wb, Elisa - Q13131 / P54646

Número do item: CM0000538



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico que detecta a fosforilação de AMPK α 1-T183 e AMPK α 2-T172. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo energético e sinalização de AMPK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AMPK α 1/AMPK α 2; Phospho-AMPK α 1-T183/AMPK α 2-T172
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5562/5563
GeneID	5562/5563
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T183 do PRKAA1 humano (NP_006242.5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13131/P54646
Peso Proteico	64kDa/65kDa/62kDa
Envio	Bolsa de gelo