

Pab De Coelho Anti-Fosfo-AP2M1-T156 Para Wb E Elisa - Q96Cw1

Número do item: CM0000520



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico contra AP2M1 fosforilado em Thr-156. Adequado para Western blotting e ELISA com reatividade humana e de camundongo. Ideal para investigar a endocitose mediada por clatrina e a regulação do complexo AP-2.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-Fosfo-AP2M1-T156
Observações/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; Fosfo-AP2M1-T156
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1173
ID do Gene	1173
Imunógeno	Pepsídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado ao redor do T156 da AP2M1 humana (NP_001020376.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96CW1
Peso Proteico	50kDa
Transporte	Bolsa de gelo