

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-App-T668 Para Wb E Elisa - P05067

Número do item: CM0001965



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra APP fosforilada (Thr668) para Western blot e ELISA. Detecta phospho-APP endógeno em amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo policlonal de coelho anti-Phospho-APP-T668
Observações/Apelido	AAA; AD1; PN2; ABPP; APPI; CVAP; ABETA; PN-II; preA4; CTFgamma; alpha-sAPP; Phospho-APP-T668
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	351
ID do Gene	351
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno do T668 da APP humana (NP_958817.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P05067
Peso Proteico	87kDa
Envio	Em saco de gelo