


Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Arhgef2-S886 Para Wb, Elisa - Q92974

Número do item: CM0001846



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra ARHGEF2 fosforilada na Serina 886, validado para WB e ELISA em humano, rato e camundongo. Adequado para estudar sinalização de GTPase Rho, migração celular e resposta imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-ARHGEF2-S886
Observações/Apelido	GEF; Lfc; P40; GEFH1; LFP40; GEF-H1; NEDMHM; Fosfo-ARHGEF2-S886
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9181
GeneID	9181
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S886 do ARHGEF2 humano (NP_001155855.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92974
Peso Proteico	112kDa
Envio	Em saco de gelo