

Mab De Coelho Phospho-Ask1-T845 Para Wb, Db, Elisa - O35099

Número do item: CM0001929

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho fosfo-específico que detecta ASK1 fosforilado em Thr845. Validado para WB, DB, ELISA em camundongo; detecta a quinase ativada por estresse de 155 kDa envolvida na apoptose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho Phospho-ASK1-T845
Observações/Alias	ASK; ASK1; Mekk5; MAPKKK5; 7420452D20Rik
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	4217
ID do Gene	26408
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T845 da ASK1 de camundongo (NP_032606.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, DB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O35099
Peso da Proteína	155kDa
Envio	Bolsa de gelo