

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Atf-2 (Thr69/71)/Atf-7 (Thr51/53) Para Wb, Elisa - P15336/P17544

Número do item: CM0001230



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) fosforilado. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, adequado para estudar a resposta a danos no DNA e regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53) pAb de Coelho
Observações/Apelido	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; ATFA; Phospho-ATF-2 (Thr69/71)/ATF-7 (Thr51/53)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1386/11016
GeneID	1386/11016
Imunogénio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético fosforilado em torno de Thr69/71 e Thr51/53 do Phospho-ATF-2/ATF-7 humano.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15336/P17544
Peso da Proteína	54kDa/51kDa
Envio	Saco de gelo