

Anticorpo De Coelho Pab Fosfo-Atf2 (T69/T71) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número do item: CM0000866



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado ao ATF2 humano em Thr69/Thr71. Validado para Western blot, IHC-P e ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para estudar apoptose, transcrição e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de Coelho pAb Fosfo-ATF2-T69/T71
Observações/Apelido	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T69/T71
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T69 & T71 do ATF2 humano (NP_001871.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15336
Peso Proteico	55kDa
Envio	Saco de Gelo