

Fosfo-Atf2-T71 Rabbit Mab Para Wb E Elisa - P15336

Número do item: CM0000690



introdução

Fosfo-ATF2-T71 Rabbit mAb detecta ATF2 fosforilada em Thr71, validada para WB e ELISA com reatividade cruzada de camundongo. Ideal para estudos de regulação da transcrição e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ATF2-T71 Rabbit mAb
Observações/Apelido	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T71
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1386
GeneID	1386
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15336
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Saco de gelo