


Anticorpo De Coelho Anti-Fosfo-Atf2-T71 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15336

Número do item: CM0000579



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade específico para ATF2 fosforilado em Thr71. Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzado com humano, camundongo, rato. Usado para pesquisa de transcrição e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo de coelho anti-fosfo-ATF2-T71
Observações/Alias	HB16; CREB2; TREB7; CREB-2; CRE-BP1; Fosfo-ATF2-T71
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1386
ID do Gene	1386
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo fosforilado sintético em torno de T71 de ATF2 humano (NP_001871.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P15336
Peso Molecular da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo