

Anticorpo Monoclonal De Coelho Phospho-Atm-S1981 Para Wb, If-P, Elisa - Q13315

Número do item: CM0001078



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Phospho-S1981 ATM, validado para aplicações WB, IF-P, ELISA. Detecta ATM humano fosforilado na serina 1981. Para pesquisa de resposta a danos no DNA e sinalização de checkpoint.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ATM-S1981 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	AT1; ATA; ATC; ATD; ATE; ATDC; TEL1; TELO1; Phospho-ATM-S1981
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	472
GeneID	472
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S1981 do ATM humano (Q13315)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13315
Peso da Proteína	351kDa
Envio	Bolsa de gelo