


Phospho-Atr-S428 Rabbit Mab - Q13535

Número do item: CM0001558



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho específico para fosfo que visa o ATR humano em S428, validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Essencial para pesquisa de ponto de verificação de danos ao DNA e integridade do envelope nuclear, com peso proteico de 301kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ATR-S428 Rabbit mAb
Observações/Apelido	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	545
GeneID	545
Imunógeno	Peptídeo sintético, um peptídeo fosforilado sintético em torno de S428 do ATR humano (NP_001175.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13535
Peso da Proteína	301kDa
Envio	Saco de gelo