


Phospho-Atr-S428 Rabbit Pab Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13535

Número do item: CM0001761



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para ATR fosforilado em Ser428. Validado em WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Uma ferramenta essencial para pesquisas sobre ponto de verificação de danos ao DNA e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-ATR-S428 Rabbit pAb
Observações/Apelido	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Phospho-ATR-S428
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	545
GeneID	545
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S428 de ATR humano (NP_001175.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13535
Peso da Proteína	301kDa
Envio	Saco de gelo