


Fosfo-Atr-T1989 Pab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13535

Número do item: CM0000712



introdução

Fosfo-ATR-T1989 pAb de Coelho detecta ATR fosforilado em T1989. Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, rato, camundongo. Essencial para pesquisa de resposta a danos no DNA, sinalização de pontos de verificação e estabilidade do genoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Fosfo-ATR-T1989 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FRP1; MEC1; SCKL; FCTCS; SCKL1; Fosfo-ATR-T1989
Espécie	Humano
GeneID (humano)	545
GeneID	545
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13535
Peso da Proteína	301kDa
Envio	Saco com gelo