


Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Aurka (Thr288) Para Wb E Elisa - O14965

Número do item: CM0000889



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Aurora quinase A fosforilada em Thr288. Validado para WB e ELISA em amostras humanas. Adequado para pesquisa de mitose, função do centrôssomo e sinalização do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-AURKA-T288 Rabbit pAb
Observações/Apelido	AIK; ARK1; AURA; BTAK; STK6; STK7; STK15; PPP1R47; Phospho-AURKA-T288
Espécie	Humana
GeneID (humano)	6790
GeneID	6790
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de T288 da AURKA humana (NP_003591.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	O14965
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo