


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Fosfo-Axl (Y702) Para Wb, Elisa - P30530

Número do item: CM0001486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado contra Axl na tirosina 702 (P30530). Validado para WB e ELISA, adequado para estudar sinalização GAS6/AXL, sobrevivência celular e resposta imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anti-Fosfo-Axl-Y702 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Fosfo-Axl-Y702
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	558
ID do Gene	558
Imunógeno	Peptídeo fosforilado sintético em torno de Y702 da AXL humana (NP_068713.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P30530
Peso Proteico	98kDa
Envio	Em saco de gelo