

Anticorpo Policlonal Phospho-B-Raf (S445) Para Wb, Elisa - P15056

Número do item: CM0001775



introdução

O Anticorpo de Coelho Phospho-B-Raf (S445) detecta B-Raf endógeno apenas quando fosforilado em S445. Validado para WB e ELISA com reatividade humana e de rato. Adequado para estudos da via do quinase MAP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-B-Raf-S445 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S445
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	673
GeneID	673
Imunogénio	Peptídeo sintético; Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S445 do BRAF humano (NP_004324.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P15056
Peso da Proteína	84kDa
Envio	Saco de gelo