

Pab De Coelho Phospho-B-Raf-S728 Para Wb - P15056

Número do item: CM0001593



introdução

Phospho-B-Raf-S728 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal de coelho que visa o B-Raf humano fosforilado em Ser728. Validado para WB e ELISA, detecta uma banda de 84 kDa. Ideal para estudos de sinalização MAPK e mutações oncogênicas em BRAF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-B-Raf-S728 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NS7; B-raf; BRAF1; RAFB1; B-RAF1; BRAF-1; Phospho-B-Raf-S728
Espécie	Humano
GeneID (humano)	673
GeneID	673
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor da posição S728 do BRAF humano (NP_004324.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15056
Peso da Proteína	84 kDa
Envio	Bolsa de gelo