

Mab De Coelho Contra Phospho-Bad-S112 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92934

Número do item: CM0001827



introdução

O mAb de Coelho Phospho-Bad-S112 é um anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Bad humano fosforilado em S112, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta Bad de humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Bad-S112 Rabbit mAb
Observações/Alias	BBC2; BCL2L8; Phospho-Bad-S112
Espécie	Humano
ID do Gene	572
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo fosfoespecífico correspondente aos resíduos ao redor de S112 do Bad humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92934
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo