

Pab De Coelho Phospho-Bcar1-Y165 Para Wb, Elisa - P56945

Número do item: CM0000982



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfoespecífico para BCAR1 (pY165) validado para Western blot e ELISA. Detecta p130cas humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de sinalização mediada por integrina, adesão celular e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-BCAR1-Y165 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAS, CAS1, CASS1, CRKAS, P130Cas, Phospho-BCAR1-Y165
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9564
ID do Gene	9564
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Peptídeo sintético fosforilado ao redor de Y165 do BCAR1 humano (NP_055382.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56945
Peso Proteico	93kDa
Transporte	Bolsa de gelo