

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Bcar1 (Y410) Para Wb, Elisa - P56945

Número do item: CM0001452



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à BCAR1 fosforilada na tirosina 410 (P56945). Validado para WB e ELISA, reage com amostras humanas e de camundongo. Ideal para estudos de sinalização de adesão e migração celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Anti-Phospho-BCAR1-Y410
Observações/Apelido	CAS; CAS1; CASS1; CRKAS; P130Cas; Phospho-BCAR1-Y410
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9564
GeneID	9564
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo fosforilado sintético em torno de Y410 da BCAR1 humana (NP_055382.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P56945
Peso Molecular da Proteína	93kDa
Envio	Em saco de gelo