

Phospho-Bcl-2-S87 Rabbit Pab Para Wb - P10415

Número do item: CM0001094



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosfo, detectando Bcl-2 fosforilada em Ser87. Ideal para WB e ELISA em amostras humanas e de ratos; apoia pesquisas sobre apoptose, autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Phospho-Bcl-2-S87 Rabbit pAb
Observações/Apelido	Bcl-2; PPP1R50; Phospho-Bcl-2-S87
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	596
GeneID	596
Imunógeno	Um peptídeo sintético fosforilado em torno de S87 a Bcl-2 humana (NP_000624.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P10415
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo