

Anticorpo Policlonal De Coelho Fosfo-Beclina 1 (Ser15) Para Wb E Elisa - Q14457

Número do item: CM0001642



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para fosforilação da Beclina-1 (Ser15) para WB e ELISA. Reage com a Beclina-1 humana, de rato e de camundongo (52 kDa). Essencial para pesquisa em autofagia, apoptose e defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Fosfo-Beclina 1-Ser15
Observações/Apêndice	ATG6; VPS30; beclin1; Fosfo-Beclina 1-Ser15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8678
ID do Gene	8678
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético em torno de S15 da Beclina 1 humana (NP_003757.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52kDa
Remessa	Em saco de gelo