

Anticorpo Policlonal De Coelho Phospho-Beclin 1 (Ser90) Para Wb E Elisa - Q14457

Número do item: CM0001314



introdução

Anticorpo policlonal de coelho fosfo-específico direcionado a Beclin-1 em Ser90. Validado para Western blot e ELISA em humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de autofagia, apoptose e endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Phospho-Beclin 1-Ser90 Rabbit pAb
Observações/Alias	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser90
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8678
GeneID	8678
Imunógeno	Um peptídeo fosforilado sintético ao redor de S90 da Beclin 1 humana (NP_003757.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14457
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo