

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Phospho-Beclin 1-Ser93 Para Wb, Elisa - Q14457

Número do item: CM0001425



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-Beclin 1-Ser93 validado para WB e ELISA. Detecta a Beclin-1 humana fosforilada na Ser93, um regulador chave da autofagia e apoptose. Ideal para pesquisa em autofagia, apoptose e defesa do hospedeiro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Phospho-Beclin 1-Ser93
Observações/Apelido	ATG6; VPS30; beclin1; Phospho-Beclin 1-Ser93
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8678
ID do Gene	8678
Imunogênio	Um peptídeo fosforilado sintético em torno da S93 da Beclin 1 humana (NP_003757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Fosforilados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14457
Peso Proteico	52kDa
Envio	Em saco de gelo